



SCHEDE TECNICHE DPI/IND/ACC/SOC/ASS

ACCESSORI PER IL TRASPORTO

RAGGRUPPAMENTO 16 - ACC M01

SCH-DIPR-01-AR
Rev n°01 del 07/01/2009
Pagina 1 di 1

Protezione:				
Rischio:	<input type="checkbox"/> Fisico	<input type="checkbox"/> Chimico	<input type="checkbox"/> Biologico	<input type="checkbox"/>
Categoria:				

Dispositivo	Caratteristiche	Normativa / Requisiti	Impiego specifico / attività
Borsone per DPI con scomparto per scarpe	Borsone in nylon spalmato in PVC antistrappo a doppio fondo con maniglie, tracolla e spallacci imbottiti e staccabili con moschettoni, uso zaino. Taschino interno porta documenti. Doppio fondo rinforzato con vaschetta in PVC o equivalente Parte centrale apribile con cerniera. Dimensioni minime: 52x32x43 Colore Blu. Logo ARPA verde dimensioni 35 x 6,5 cm da un lato		Attività sul territorio Ha lo scopo di contenere il vestiario e DPI in dotazione a ciascuna unità di personale durante il trasferimento sul luogo di intervento.



SCHEDE TECNICHE DPI/IND/ACC/SOC/ASS

ACCESSORI PER IL TRASPORTO

RAGGRUPPAMENTO 16 - ACC M02

SCH-DIPR-01-AR
Rev n°01 del 07/01/2009
Pagina 1 di 1

Protezione:				
Rischio:	<input type="checkbox"/> Fisico	<input type="checkbox"/> Chimico	<input type="checkbox"/> Biologico	<input type="checkbox"/>
Categoria:				

Dispositivo	Caratteristiche	Normativa / Requisiti	Impiego specifico / attività
Zaino	<p>Zaino, del tipo da escursionismo in nylon spalmato in PVC, antistrappo, con maniglia e spallacci imbottiti e regolabili. Con cinghie estensibili sui fianchi.</p> <p>Schienale e fondo internamente imbottiti.</p> <p>Chiusura dello zaino con cordoncino regolabile.</p> <p>Accesso frontale chiuso con fibbie a scatto. Tasca a soffiutto applicata esternamente e chiusa con lampo. Dotato di striscia retro riflettente.</p> <p>Portatessera trasparente.</p> <p>Capacità almeno 25 litri</p> <p>Dimensioni 50x30x20 cm</p> <p>Colore unico blu con striscia gialla fluorescente</p> <p>Logo ARPAL dimensioni 14x4 cm posizione visibile</p>		<p>Attività sul territorio</p> <p>Lo zaino ha lo scopo di contenere la strumentazione in dotazione a ciascuna unità e / o a trasportare i campioni prelevati in quelle attività che richiedono un significativo trasferimento a piedi.</p> <p>Nota: il peso trasportato non deve in alcun caso superare i 20 kg. Tale peso va ulteriormente diminuito in caso di trasporti disagiati o per lunghi percorsi</p>



SCHEDE TECNICHE DPI/IND/ACC/SOC/ASS

ACCESSORI PER IL TRASPORTO

RAGGRUPPAMENTO 16 - ACC M03

SCH-DIPR-01-AR
Rev n°01 del 07/01/2009
Pagina 1 di 1

Protezione:				
Rischio:	<input type="checkbox"/> Fisico	<input type="checkbox"/> Chimico	<input type="checkbox"/> Biologico	<input type="checkbox"/>
Categoria:				

Dispositivo	Caratteristiche	Normativa / Requisiti	Impiego specifico / attività
Marsupio	In nylon, cintura regolabile. Pluritasche, chiusura con zip. Colore blu Misura indicativa: 39x13x7 cm.		Attività sul territorio Il marsupio ha lo scopo di contenere piccola attrezzatura in dotazione ed i campioni prelevati in quelle attività che richiedono di avere le mani libere durante i trasferimenti (per esempio campionamenti da scogli).